

Brosjyre Avtrekkskabinett

Avtrekkskabinetter kan leveres som flere størrelser og varianter. Som utgangspunkt uten bunn, for plassering direkte på benk. De kan leveres på fast stativ eller på stativ på hjul.

Bunn i høytrykkslaminat eller syrefast stål som standard. Flere typer underskap og skuffer.

Kabinettene lages etter samme utforming som avtrekkskapene, med avrundede kanter.

Dobbel innvendig rygg med plenumskammer iht. EN14175.

Avtrekkskabinett leveres med skrog i høytrykkslaminat og heveluke i herdet glass.

Heveluken er lett å bevege og holdes på plass av motvekter. Alt er plassert i front i skapet.

Avtrekkskabinett leveres med LED lys, stikk og bryter ferdig koblet internt.

Ca 1,5m ledning med støpsel.



Mål, (hxbxd): Stuss

- 127x90x63cm	Ø160
- 127x90x78cm	Ø160
- 127x120x63cm	Ø200
- 127x120x78cm	Ø200
- 127x150x63cm	Ø200
- 127x150x78cm	Ø200
- 127x180x63cm	Ø200
- 127x180x78cm	Ø200

Tilvalg:

- Trakt eller kum
- Andre materialer på forespørsel
- Armaturer for vann og andre medier

Luftmengder i m³/t, (0,4m/s):

Størrelse	Min	Med	Maks
- 90cm	100	320	540
- 120cm	100	450	750
- 150cm	150	580	950
- 180cm	200	700	1200



Dobbelt stikk og lysbryter som standard

For undervisning kan kabinettene leveres som demonstrasjonsskap. Da leveres kabinettene med vinduer i sidene og bakvegg. Ryggen lages i plexiglass, det blir innsyn fra alle sider.



Bilde:

Viser kabinett på hjul med sidevinduer og underskap.



Opsjon:

Kilabs avtrekkskabinetter kan utstyres med alarm eller modulerende spjeld.

Et betjeningspanel viser om det er tilstrekkelig luft og sikkert å arbeide i avtrekkskabinettet.

Hvis det kun er ett enkelt kabinett, er det mulig å bruke lukesensor for å styre viften.



Lukesensor
(kan styre vifte alene)



Alarm
Kan styre vifte



Modulerende spjeld
Signaler mot vifte, SD mm